

Important Safety Instructions
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Wichtige Sicherheitshinweise
Belangrijke veiligheidsinstructies
**Instrucciones importantes
de seguridad**
Tärkeitä turvallisuuohjeita
**Instructions importantes relatives
à la sécurité**
Importanti istruzioni di sicurezza
Fontos biztonsági utasítások

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
**Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa**
**Instruções de segurança
importantes**
Viktiga säkerhetsanvisningar
중요 안전 지침
重要安全说明
重要安全指示
安全上の留意項目
تعليمات مهمة للسلامة

ENGLISH

Indications for Use

Sunglasses (nonprescription) are devices that consist of spectacle frames or clips with absorbing, reflective, tinted, polarizing, or photosensitized lenses intended to be worn by a person to protect the eyes from bright sunlight but not to provide refractive corrections. This device is available for over the counter sale.



Refer to instructions for use.

Please read and keep all safety and use instructions.

PPE Regulation (EU) 2016/425



This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment and all other applicable EU directive requirements. Bose Corporation's declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

QTY: 1 EA



Manufactured For: Bose Corporation,
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Do not use if package is damaged.



This product complies with the ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1, and EN ISO 12312-1.

- Tinted eyewear is not recommended to be worn for night driving.
- NOT SUITABLE FOR DRIVING IN TWILIGHT OR AT NIGHT.
- The product is designed to block greater than 99% UVA and UVB light energy. This product is in compliance with ANSI Z80.3.
- Only Bose Lenses should be used with the Bose Frames products.

- Not for direct observation of the sun.
- Not for protection against artificial light sources, e.g. solarium.
- Not for use as eye protection against mechanical impact hazards.
- When not in use, store the product in the carry case provided.
- Contact Bose customer service for replacement lenses. Visit: worldwide.bose.com/Support/Frames

UV rating: UV 400 cut

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the left temple.

Serial number: _____

Model number: _____

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product. You can easily do this by going to <http://global.Bose.com/register>

Model numbers

LENS TYPE	NUMBER
Alto: Blue Gradient	BMDL2
Alto: Mirrored Silver	BMDL4
Rondo: Blue Gradient	BMDL1
Rondo: Mirrored Rose Gold	BMDL3



Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; “9” is 2009 or 2019.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Phone Number: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames, and Bose Lenses are trademarks of Bose Corporation.



Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.





Warranty Information







**This product is covered by a limited warranty from Bose.
For warranty details, visit global.bose.com/warranty**





Lens types and ratings

LENS TYPE	FILTER TYPE	EU FILTER CATEGORY	AUSTRALIAN LENS CATEGORY
Alto/Rondo: Blue Gradient	Non-polarized	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Good protection against sunglare
Alto: Mirrored Silver Rondo: Mirrored Rose Gold	Polarized	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  High protection against sunglare

Symbols and descriptions

SYMBOL	DESCRIPTION
	CE certification mark
	Customer support
	Date of Manufacture
	Documentation
	Do not use if package is damaged
	Downloads

SYMBOL	DESCRIPTION
	Forum
	Good protection against sunglare
	High protection against sunglare
	Keep dry
	Manufacturer
	Phone

SYMBOL	DESCRIPTION
	Refer to instructions for use
	Temperature limit
	Videos
	Warning/ Caution

DANSK

Indikationer for brug

Solbriller (receptfrie) er enheder, der består af brillestel eller clips med absorberende, reflekterende, tonede, polariserende eller lysfølsomme glas, som er beregnet til at bæres af en person for at beskytte øjnene mod kraftigt sollys, men ikke til at give nogen brydningskorrektioner. Denne enhed kan købes i håndkøb.



Se brugsanvisningen.

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

PPE-forordningen (EU) 2016/425



Dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2016/425/EU om personligt beskyttelsesudstyr og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Bose Corporations overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Antal: 1 EA



Fremstillet for: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.



Dette produkt overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 og EN ISO 12312-1.

- Det anbefales ikke at bære tonede briller ved bilkørsel om natten.
- IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN.
- Produktet er designet til at blokere mere end 99 % UVA og UVB lysenergi. Dette produkt stemmer overens med ANSI Z80.3.
- Brug kun Bose Lenses sammen med Bose Frames-produkterne.

- Ikke til direkte observation af solen.
- Ikke til beskyttelse mod kunstige lyskilder som f.eks. solarier.
- Ikke til anvendelse som øjenbeskyttelse mod farer for mekaniske slag.
- Når du ikke bruger produktet, skal du opbevare det i det medfølgende etui.
- Kontakt Bose kundeservice for at få nye glas.
Besøg: worldwide.bose.com/Support/Frames

UV-klassificering: UV 400

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret på venstre brillestang.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen.

Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til <http://global.Bose.com/register>

Modelnumre

GLASTYPE	NUMMER
Alto: Blå gradient	BMDL2
Alto: Spejlet sølv	BMDL4
Rondo: Blå gradient	BMDL1
Rondo: Spejlet rødguld	BMDL3



Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "9" er 2009 eller 2019.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames og Bose Lenses er varemærker tilhørende Bose Corporation.



Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Garantioplysninger

**Produktet er omfattet af en begrænset garanti fra Bose.
Gå til global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om garantien.**





Glastyper og -klassificeringer

GLASTYPE	FILTERTYPE	EU-FILTERKATEGORI	AUSTRALSK GLASKATEGORI
Alto/Rondo: Blå gradient	Ikke-polariserede	ISO12312-1 KAT.2	1067.1 KAT. 2  God beskyttelse mod solskin
Alto: Spejlet sølv Rondo: Spejlet rødguld	Polariserede	ISO12312-1 KAT.3	1067.1 KAT. 3  Høj beskyttelse mod solskin

Symboler og beskrivelser

SYMBOL	BESKRIVELSE
	CE-certificeringsmærke
	Kundesupport
	Fremstillingsdato
	Dokumentation
	Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget
	Downloads

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Forum
	God beskyttelse mod solskin
	Høj beskyttelse mod solskin
	Holdes tørre
	Producent
	Telefon

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Se brugsanvisningen
	Temperaturgrænse
	Videoer
	Advarsel/forsigtighedsforholdsregel

DEUTSCH

Gebrauchsanleitung

Sonnenbrillen (ohne Verschreibung) sind Vorrichtungen, die aus Brillengestellen oder Clips mit absorbierenden, reflektierenden, getönten, polarisierenden oder lichtempfindlichen Gläsern bestehen, die für das Tragen durch eine Person gedacht sind, um die Augen vor hellem Sonnenlicht zu schützen, ohne Refraktionskorrektur zu bieten. Diese Vorrichtung ist ohne Verschreibung erhältlich.



Siehe Gebrauchsanleitung.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie EU 2016/425 zu persönlicher Schutzausrüstung sowie alle anderen geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung der Bose Corporation ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

MENGE: 1 EA



Hergestellt für: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



Dieses Produkt entspricht ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 und EN ISO 12312-1.

- Getönte Brillen sollten nicht beim Fahren in der Nacht getragen werden.
- NICHT GEEIGNET FÜR DAS FAHREN IN DER DÄMMERUNG ODER NACHTS.
- Dieses Produkt blockiert mehr als 99 % der UVA- und UVB-Lichtenergie. Dieses Produkt entspricht ANSI Z80.3.
- Mit Bose Frames-Produkten dürfen nur Bose Lenses werden.

- Nicht für das direkte Blicken in die Sonne.
- Nicht zum Schutz vor künstlichen Lichtquellen, z. B. Solarien.
- Nicht für die Verwendung als Augenschutz vor mechanischen Gefahren.
- Bei Nichtgebrauch Produkt im mitgelieferten Transport-Etui aufbewahren.
- Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst, um Ersatz-Gläser zu erhalten. Besuchen Sie: worldwide.bose.com/Support/Frames

UV-Einstufung: UV 400 cut

**Bitte füllen Sie Folgendes aus und
bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:**

Die Serien- und Modellnummer finden Sie am linken Bügel.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der
Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt,
um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies
ganz einfach auf <http://global.Bose.com/register>

Modellnummern

GLÄSERTYP	NUMMER
Alto: Verlauf Blau	BMDL2
Alto: Verspiegelt Silber	BMDL4
Rondo: Verlauf Blau	BMDL1
Rondo: Verspiegelt Rosegold	BMDL3



Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „9“ ist 2009 oder 2019.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames und Bose Lenses sind Marken der Bose Corporation.



Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.







Garantie

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von Bose. Nähere Informationen zu Garantie finden Sie unter [global.bose.com/warranty](https://www.bose.com/warranty)





Gläserarten und -einstufungen

GLÄSERTYP	FILTERTYP	EU-FILTERKATEGORIE	AUSTRALISCHE GLÄSERKATEGORIE
Alto/Rondo: Verlauf Blau	Nicht polarisiert	ISO12312-1 KAT.2	1067.1 KAT. 2  Guter Schutz vor Sonnenstrahlung
Alto: Verspiegelt Silber Rondo: Verspiegelt Rosegold	Polarisiert	ISO12312-1 KAT.3	1067.1 KAT. 3  Hoher Schutz vor Sonnenstrahlung

Symbole und Beschreibungen

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	CE-Zertifizierungskennzeichen
	Kundendienst
	Herstellungsdatum
	Dokumentation
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Downloads

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Forum
	Guter Schutz vor Sonnenstrahlung
	Hoher Schutz vor Sonnenstrahlung
	Trocken halten
	Hersteller
	Telefon

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Siehe Gebrauchsanleitung
	Temperaturgrenze
	Videos
	Warnung/ Vorsichtsmaßnahmen

DUTCH

Gebruiksindicaties

Zonnebrillen (niet op sterkte) zijn hulpmiddelen die bestaan uit een montuur of clip-on met absorberende, reflecterende, getinte, polariserende of lichtgevoelige lenzen die bedoeld zijn om de ogen te beschermen tegen fel zonlicht en niet ter correctie van refractiefouten. Dit apparaat kan zonder recept worden verkregen.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Verordening EU 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring van Bose Corporation kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Aantal: 1



Vervaardigd voor: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd.



Dit product voldoet aan ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1, en EN ISO 12312-1.

- Gebruik van een bril met getinte glazen tijdens rijden in het donker wordt afgeraden.
- NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDE DUISTERNIS OF IN HET DONKER.
- Het product blokkeert meer dan 99% van de UVA- en UVB-lichtstraling. Dit product voldoet aan ANSI Z80.3.
- De Bose Frames-producten mogen uitsluitend worden gebruikt met Bose Lenses.

- Niet geschikt voor recht in de zon kijken.
- Niet geschikt voor bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals solariums.
- Niet geschikt voor oogbescherming tegen mechanische impact.
- Wanneer niet in gebruik, het product bewaren in het meegeleverde draagetui.
- Neem contact op met de Bose-klantenservice voor vervangende lenzen. Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/Frames

UV-classificatie: UV400

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u op de linkerpoot.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

Modelnummers

LENSTYPE	NUMMER
Alto: Blauw degradé	BMDL2
Alto: Gespiegeld zilver	BMDL4
Rondo: Blauw degradé	BMDL1
Rondo: Gespiegeld roségoud	BMDL3



Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "9" is 2009 of 2019.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames en Bose Lenses zijn handelsmerken van Bose Corporation.



Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Garantie-informatie






Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van Bose. Voor garantie-informatie gaat u naar [global.bose.com/warranty](https://www.global.bose.com/warranty)

Lenstypen en classificaties

LENSTYPE	FILTERTYPE	EU-FILTERCATEGORIE	AUSTRALISCHE LENSCATEGORIE
Alto/Rondo: Blauw degradé	Niet-gepolariseerd	ISO12312-1, CAT.2	1067.1 CAT. 2  Goede bescherming tegen verblinding door de zon
Alto: Gespiegeld zilver Rondo: Gespiegeld roségoud	Gepolariseerd	ISO12312-1, CAT.3	1067.1 CAT. 3  Hoge bescherming tegen verblinding door de zon

Symbolen en omschrijvingen

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	CE-keurmerk
	Klantenservice
	Fabricagedatum
	Documentatie
	Niet gebruiken indien verpakking is beschadigd

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	Downloads
	Forum
	Goede bescherming tegen verblinding door de zon
	Hoge bescherming tegen verblinding door de zon
	Droog houden

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	Fabrikant
	Telefoon
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Temperatuurlimiet
	Video's
	Waarschuwing

ESPAÑOL

Indicaciones de uso

Las gafas de sol (sin receta médica) son dispositivos que consisten en marcos de lentes o clips con lentes absorbentes, reflectantes, tintadas, polarizadas o fotosensibilizadas que una persona usa para protegerse los ojos de la luz solar intensa pero no para proporcionar corrección refractiva. Este dispositivo es de venta libre.



Consulte las instrucciones de uso.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

Regulación PPE (UE) 2016/425



Este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva EU 2016/425 sobre el equipo de protección personal y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad de Bose Corporation se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Cantidad: 1 EA



Fabricado para: Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701



No usar si el embalaje está dañado.



Este producto cumple con ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 y EN ISO 12312-1.

- No se recomienda el uso de gafas polarizadas para conducir de noche.
- NO APTAS PARA CONDUCIR AL ANOCHECER NI DE NOCHE.
- Este producto está diseñado para bloquear más del 99% de energía lumínica UVA y UVB. Este producto cumple con ANSI Z80.3.
- Solo se deberían usar las lentes Bose Lenses con los productos Bose Frames.

- No aptas para mirar directamente al sol.
- No aptas para protegerse de fuentes de luz artificial, por ejemplo: solárium.
- No aptas para usar como protector de ojos de riesgos de impacto mecánico.
- Cuando no se usa, guarde el producto en el estuche suministrado.
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener lentes de reemplazo. Visite: worldwide.bose.com/Support/Frames

Clasificación UV: Corte de UV 400

Complete y conserve para su registro

Los números de serie y de modelo se pueden encontrar en la patilla izquierda.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando <http://global.Bose.com/register>

Números de modelo

TIPO DE LENTE	NÚMERO
Alto: Gradiente azul	BMDL2
Alto: Plata espejado	BMDL4
Rondo: Gradiente azul	BMDL1
Rondo: Oro rosa espejado	BMDL3



Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “9” es 2009 ó 2019.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán
Número de teléfono: +886-2-25147676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames y Bose Lenses son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Información de la garantía

Este producto está cubierto por una garantía limitada de Bose. Para obtener más detalles sobre la garantía, visite [global.bose.com/warranty](https://www.bose.com/warranty)

Tipos de lentes y clasificación

TIPO DE LENTE	TIPO DE FILTRO	CATEGORÍA DE FILTRO UE	CATEGORÍA DE LENTES AUSTRALIA
Alto/Rondo: Gradiente azul	No polarizado	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Ofrece una buena protección contra la luz solar
Alto: Plata espejado Rondo: Oro rosa espejado	Polarizado	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Ofrece una muy buena protección contra la luz solar

Símbolos y descripciones

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Marca de certificación CE
	Servicio de atención al cliente
	Fecha de fabricación
	Documentación
	No usar si el embalaje está dañado
	Descargas

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Foro
	Ofrece una buena protección contra la luz solar
	Ofrece una muy buena protección contra la luz solar
	Mantener seco
	Fabricante

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Teléfono
	Consultar las instrucciones de uso
	Límite de temperatura
	Videos
	Advertencia/Precaución

FINNISH

Käyttötarkoitukset

Aurinkolasit (ilman vahvuuksia) koostuvat silmälasikehyksistä tai pidikkeistä sekä himmentävistä, heijastavista, sävytetyistä, polarisoivista tai valoherkistä linseistä, ja niitä on tarkoitus käyttää silmien suojaamiseen auringolta taittovirheitä korjaamatta. Tämä laite on käsikauppatuote.



Lue käyttöohjeet.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425



Tämä tuote täyttää henkilönsuojaimia koskevan direktiivin EU 2016/425 sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien olennaiset vaatimukset ja muut ehdot. Bose Corporationin vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Määrä: 1 EA



Valmistuttaja: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.



Tuote vastaa standardeja ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 ja EN ISO 12312-1.

- Sävytettyjä laseja ei suositella ajokäyttöön yöaikaan.
- EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN HÄMÄRÄSSÄ JA YÖLLÄ.
- Tuote on suunniteltu torjumaan yli 99 % UVA- ja UVB-valoenergiasta. Tuote vastaa standardia ANSI Z80.3.
- Bose Frames -tuotteiden kanssa tulee käyttää vain Bose Lenses -linssejä.

- Ei auringon suoraan katseluun.
- Ei sovellu suojaksi keinotekoisilta valonlähteiltä, kuten solariumeilta.
- Ei sovellu silmäsuojaksi mekaanisia iskuja vastaan.
- Säilytä tuote toimitukseen sisältyvässä suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.
- Tilaa varalinsit Bosen asiakaspalvelusta. Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support/Frames

UV-luokitus: UV 400 cut

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät vasemmassa sangassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa <http://global.Bose.com/register>

Mallinumerot

LINSSITYYPPI	NUMERO
Alto: sininen liukuväri	BMDL2
Alto: peilaava hopea	BMDL4
Rondo: sininen liukuväri	BMDL1
Rondo: peilaava punakulta	BMDL3



Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 9 merkitsee vuotta 2009 tai 2019.

Maahantuojat Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojat EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojat Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuojat Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames ja Bose Lenses ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.



Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Takuutiedot

Tällä tuotteella on Bosen rajoitettu takuu. Takuutiedot ovat osoitteessa global.bose.com/warranty





Linssityypit ja luokitukset

LINSSITYYPPI	SUODATINTYYPPI	EU-SUODATINLUOKKA	AUSTRALIALAINEN LINSSILUOKKA
Alto/Rondo: sininen liukuväri	Ei polarisoitu	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Hyvä suoja auringon säteilyä vastaan
Alto: peilaava hopea Rondo: peilaava punakulta	Polarisoitu	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Tehokas suoja auringon säteilyä vastaan

Symbolit ja kuvaukset

SYMBOLI	KUVAUS
	CE-merkki
	Asiakastuki
	Valmistuspäivä
	Dokumentaatio
	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut
	Lataukset

SYMBOLI	KUVAUS
	Keskustelupalsta
	Hyvä suoja auringon säteilyä vastaan
	Tehokas suoja auringon säteilyä vastaan
	Pidä kuivana
	Valmistaja
	Puhelin

SYMBOLI	KUVAUS
	Lue käyttöohjeet
	Lämpötilaraja
	Videot
	Varoitus/huomautus

FRANÇAIS

Instructions d'utilisation

Constituées d'une monture et de verres polarisants, teintés, réflecteurs ou photochromiques, les lunettes de soleil (non prescrites par un ophtalmologiste) permettent de se protéger les yeux de la lumière du soleil sans apporter de corrections réfractives. Ce type de lunettes est disponible en vente libre.



Reportez-vous aux instructions d'utilisation.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Règlement 2016/425 du Parlement européen relatif aux équipements de protection individuelle



Ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2016/425/UE relative aux équipements de protection personnelle et à toutes les autres directives européennes applicables. L'attestation de conformité de Bose Corporation est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Q^{té} : 1 EA



Fabriqué par : Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.



Ce produit est conforme aux normes ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 et EN ISO 12312-1.

- Le port de verres teintés est déconseillé pour conduire de nuit.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT POUR CONDUIRE AU CRÉPUSCULE OU DE NUIT.
- Ce produit a été conçu pour bloquer plus de 99 % des rayons ultraviolets UVA et UVB. Ce produit est conforme à la norme ANSI Z80.3.
- Seuls les verres Bose Lenses doivent être utilisés avec les produits Bose Frames.

- Veillez à ne pas regarder directement les rayons du soleil.
- N'utilisez pas ce produit comme protection contre les sources de lumière artificielle, notamment dans des cabines de bronzage.
- N'utilisez pas ce produit pour vous protéger les yeux contre les risques de chocs mécaniques.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans l'étui de transport fourni.
- Contactez le service client de Bose pour obtenir des verres de rechange. Consultez le site [worldwide.bose.com/Support/Frames](https://www.worldwide.bose.com/Support/Frames)

Niveau de protection contre les UV : UV 400

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle figurent sur la branche gauche de la monture.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation.

Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur <http://global.Bose.com/register>.

Numéros de modèle

TYPE DE VERRE	NUMÉRO
Alto : bleu dégradé	BMDL2
Alto : verres miroir argent	BMDL4
Rondo : bleu dégradé	BMDL1
Rondo : verres miroir rose doré	BMDL3



Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 9 » correspond à 2009 ou à 2019.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames et Bose Lenses sont des marques de commerce de Bose Corporation.



Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.







Informations relatives à la garantie






Ce produit est couvert par une garantie limitée de Bose. Pour en savoir plus sur la garantie, consultez la page [global.bose.com/warranty](https://www.global.bose.com/warranty)






Types de verre et classification

TYPE DE VERRE	TYPE DE FILTRE	CATÉGORIE DE FILTRE UE	CATÉGORIE DES VERRES EN AUSTRALIE
Alto/Rondo : bleu dégradé	Non polarisés	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Bonne protection contre les rayonnements solaires
Alto : verres miroir argent Rondo : verres miroir rose doré	Polarisés	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Protection élevée contre les rayonnements solaires

Symboles et descriptions

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Marque de certification CE
	Service client
	Date de fabrication
	Documentation
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Téléchargements

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Forum
	Bonne protection contre les rayonnements solaires
	Protection élevée contre les rayonnements solaires
	Tenir au sec
	Fabricant

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Téléphone
	Reportez-vous aux instructions d'utilisation
	Limite de température
	Vidéos
	Avertissement/Précaution

ITALIANO

Indicazioni per l'uso

Gli occhiali da sole (senza prescrizione medica) sono dispositivi costituiti da montature o clip per occhiali con lenti assorbenti, riflettenti, colorate, polarizzanti o fotosensibilizzate, destinati a essere indossati da una persona al fine di proteggere gli occhi dai raggi solari, ma non di fornire correzioni refrattive. Questo dispositivo è disponibile per la vendita al banco.



Consultare le istruzioni per l'uso.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI



Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili del Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e di tutti i requisiti delle altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità di Bose Corporation completa è disponibile all'indirizzo:
www.Bose.com/compliance

QTÀ: 1 EA



Fabbricato per: Bose Corporation, 100 The Mountain, Framingham, MA 01701



Non usare se la confezione è danneggiata.



Questo prodotto è conforme alle norme ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 e EN ISO 12312-1.

- Si sconsiglia di indossare occhiali colorati per la guida notturna.
- NON ADATTO ALLA GUIDA AL CREPUSCOLO O DI NOTTE.
- Il prodotto è progettato per bloccare oltre il 99% di energia luminosa UVA e UVB. Questo prodotto è conforme alla norma ANSI Z80.3.
- Utilizzare esclusivamente lenti Bose Lenses con i prodotti Bose Frames.

- Non indicato per l'osservazione diretta del sole.
- Non indicato per la protezione da sorgenti di luce artificiale, ad es. lampade abbronzanti.
- Non indicato per l'uso come protezione degli occhi contro i rischi di impatto meccanico.
- Quando non in uso, conservare il prodotto nell'apposita custodia in dotazione.
- Contattare il servizio clienti Bose per richiedere lenti sostitutive. Visitare: worldwide.bose.com/Support/Frames

Classificazione UV: Taglio UV 400

Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello sono riportati sull'asta sinistra.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito <http://global.Bose.com/register>

Numeri di modello

TIPO DI LENTE	NUMERO
Alto: gradiente blu	BMDL2
Alto: argentato a specchio	BMDL4
Rondo: gradiente blu	BMDL1
Rondo: oro rosa a specchio	BMDL3



Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "9" indica 2009 o 2019.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames e Bose Lenses sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Informazioni di garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia Bose limitata. Per i dettagli sulla garanzia, visitare [global.bose.com/warranty](https://www.global.bose.com/warranty)

Tipi di lenti e specifiche

TIPO DI LENTE	TIPO DI FILTRO	CATEGORIA FILTRO PER L'UE	CATEGORIA LENTI PER L'AUSTRALIA
Alto/Rondo: gradiente blu	Non polarizzato	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Buona protezione contro la luce solare
Alto: argentato a specchio Rondo: oro rosa a specchio	Polarizzato	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Alta protezione contro la luce solare

Simboli e descrizioni

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Marchio di certificazione CE
	Assistenza clienti
	Data di produzione
	Documentazione
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Download
	Forum
	Buona protezione contro la luce solare
	Alta protezione contro la luce solare
	Conservare all'asciutto
	Produttore

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Telefono
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Limite di temperatura
	Video
	Avviso/Avvertenza

MAGYAR

Használati javallat

Az orvosi rendelvény nélkül kapható napszemüvegek keretbe foglalt vagy csíptetős, a napfényt elnyelő, visszaverő, színezett, polarizált vagy fényre sötétedő lencséből álló eszközök, amelyeket arra a célra terveztek, hogy viselőjük szemét megvédjék az erős napsugárzástól, anélkül, hogy kiigazítanák a szem fénytörési hibáit. Ez az eszköz vény nélkül kapható.



Olvassa el a használati útmutatót.

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

PPE-szabályok (EU) 2016/425



A jelen termék megfelel az EU 2016/425-ös, a személyi védőfelszerelésekre vonatkozó irányelv alapvető követelményeinek és más kapcsolódó feltételeinek és a többi kapcsolódó EU-irányelv feltételeinek. A Bose Corporation nyilatkozata a következő címen található:
www.Bose.com/compliance.

MENNYISÉG: 1



Gyártva: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Ne használja, ha a csomagolás sérült.



A jelen termék megfelel az ANSI Z80.3, az AS/NZS 1067.1 és az EN ISO 12312-1 szabvány követelményeinek.

- A színezett lencsájú szemüvegeket nem javasolt éjszakai vezetéshez használni.
- NEM ALKALMAS ÉJSZAKAI ÉS SZŰRKÜLETBEN VALÓ VEZETÉSHEZ.
- Ezt a terméket úgy terveztük, hogy az UVA és UVB sugárzás több mint 99%-át kiszűrje. A jelen termék az ANSI Z80.3 szabvánnyal összhangban készült.
- Csak a Bose Lenses lencsék használhatók a Bose Frames termékekkel.

- A közvetlen napba nézésre nem alkalmas.
- A mesterséges fényforrásokkal szemben (pl. szoláriumok) nem nyújt védelmet.
- A mechanikus ütésekkel szembeni védelemre nem használható.
- Amikor nem használja, tárolja a terméket a mellékelt hordtokban.
- Keresse fel a Bose ügyfélszolgálatát a cserelencsékért. Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/Frames

UV-besorolás: UV 400 cut

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típuszám a bal oldali száron van feltüntetve.

Gyári szám: _____

Típuszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: <http://global.Bose.com/register>

Típuszámok

LENCSE TÍPUSA	SZÁM
Alto: Kék színátmenetes	BMDL2
Alto: Tükrös ezüst	BMDL4
Rondo: Kék színátmenetes	BMDL1
Rondo: Tükrös rózsaszín-arany	BMDL3



Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „9” 2009-et vagy 2019-et jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan.
Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexikó, D.F.
Telefonszám: +5255 (5202) 3545

A Bose, a Bose Frames és a Bose Lenses a Bose Corporation védjegyei.



Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.







Garanciainformációk

Erre a termékre a Bose korlátozott garanciája vonatkozik. A garanciával kapcsolatos részletekért látogasson el a global.bose.com/warranty címre.

Lencsetípusok és névleges értékek

LENCSE TÍPUSA	SZŰRŐTÍPUS	EU-SZŰRŐKATEGÓRIA	AUSZTRÁL LENCSEKATEGÓRIA
Alto/Rondo: Kék színátmenetes	Nem polarizált	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Jó védelmet nyújt a napfény ellen.
Alto: Tükrös ezüst Rondo: Tükrös rózsaszín-arany	Polarizált	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Nagy fokú védelmet nyújt a napfény ellen

Jelölések és leírásuk

JELÖLÉS	LEÍRÁS
	CE tanúsítás jelzése
	Vevőszolgálat
	Gyártás dátuma
	Dokumentáció
	Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Letöltések

JELÖLÉS	LEÍRÁS
	Fórum
	Jó védelmet nyújt a napfény ellen
	Nagy fokú védelmet nyújt a napfény ellen.
	Tartsa szárazon
	Gyártó
	Telefon

JELÖLÉS	LEÍRÁS
	Olvassa el a használati útmutatót
	Hőmérsékletkorlát
	Videók
	Vigyázat/ figyelmeztetés

NORSK

Bruksanvisning

Solbriller (som ikke krever synsprøve) er gjenstander som består av en brilleinnfatning eller klips med absorberende, reflekterende, fargede, polariserende eller lysfølsomme glass, og som er beregnet på å bli brukt av en person for å beskytte øynene mot sterkt sollys, men ikke for å korrigere for brytningsfeil. Solbriller selges reseptfritt over disk.



Se bruksanvisningen.

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

PVU-forordningen (EU) 2016/425



Dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv EU 2016/425 om personlig beskyttelsesutstyr og alle andre relevante EU-direktiver. Bose Corporation sin fullstendige samsvarserklæringen finner du på: www.Bose.com/compliance

Antall: 1 hver



Produsert for: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet.



Dette produktet overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 og EN ISO 12312-1.

- Briller med fargede glass bør ikke brukes ved kjøring under mørke forhold.
- IKKE EGNET FOR KJØRING I SKUMRING ELLER OM NATTEN.
- Produktet er konstruert slik at det blokkere mer enn 99 % UVA- og UVB-lysenenergi. Produktet overholder ANSI Z80.3.
- Bare Bose Lenses skal brukes med Bose Frames-produkter.

- Skal ikke brukes til direkte observasjon av solen.
- Skal ikke brukes som beskyttelse mot kunstige lyskilder, for eksempel solarium.
- Skal ikke brukes som øyebeskyttelse mot mekanisk støt.
- Oppbevar produktet i den medfølgende bæreveksen når det ikke er i bruk,.
- Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du trenger nye glass. Gå til worldwide.bose.com/Support/Frames

UV-klassifisering: UV 400 cut

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret befinner seg på venstre brillestang.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken.

Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet.

Du kan gjøre dette ved å gå til <http://global.Bose.com/register>

Modellnumre

GLASSTYPE	NUMMER
Alto: Blå gradering	BMDL2
Alto: Sølvfarget speilglass	BMDL4
Rondo: Blå gradering	BMDL1
Rondo: Rosegull speilglass	BMDL3



Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 9 vil si 2009 eller 2019.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames og Bose Lenses er varemerker som tilhører Bose Corporation.



Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.



Garantiinformasjon







Dette produktet er dekket av en begrenset garanti fra Bose. Du finner detaljert informasjon om garantien på [global.bose.com/warranty](https://www.bose.com/warranty)





Glasstyper og klassifiseringer

GLASSTYPE	FILTERTYPE	EU-FILTERKATEGORI	AUSTRALSK LINSEKATEGORI
Alto/Rondo: Blå gradering	Ikke-polarisert	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Godt vern mot skarpt sollys
Alto: Sølvfarget speilglass Rondo: Rosegull speilglass	Polarisert	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  God beskyttelse mot skarpt sollys

Symboler og beskrivelser

SYMBOL	BESKRIVELSE
	CE-sertifiseringsmerke
	Kundeservice
	Produksjonsdato
	Dokumentasjon
	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Nedlastinger

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Forum
	Godt vern mot skarpt sollys
	God beskyttelse mot skarpt sollys
	Oppbevares tørt
	Produsent
	Tlf.

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Se bruksanvisningen
	Temperaturgrense
	Videoer
	Advarsel/forholdsregel

POLSKI

Zalecenia dotyczące użytkowania

Okulary słoneczne (dostępne bez recepty) składają się z ramki lub zacisków ze szkłami pochłaniającymi lub odbijającymi światło, barwionymi, polaryzacyjnymi albo światłoczułymi, chronią oczy przed jaskrawym światłem słonecznym, ale nie zapewniają korekcji refrakcyjnej. To urządzenie jest dostępne w sprzedaży bez recepty.



Należy skorzystać z instrukcji obsługi.

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

Rozporządzenie PPE (UE) 2016/425



Ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w rozporządzeniu UE 2016/425 dotyczącym wyposażenia do ochrony indywidualnej (PPE) oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności firmy Bose Corporation jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

ILOŚĆ: 1 SZT.



Wyprodukowano dla: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu.



Ten produkt jest zgodny z następującymi z normami ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 i EN ISO 12312-1.

- Nie należy korzystać z okularów z barwionymi szklami podczas prowadzenia pojazdów w nocy.
- PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PODCZAS PROWADZENIA POJAZDÓW O ŚWICIE/ZMIERZCHU LUB W NOCY.
- Ten produkt umożliwia blokowanie ponad 99% energii promieniowania UVA i UVB. Ten produkt jest zgodny z normą ANSI Z80.3.
- W produktach Frames należy używać tylko szkieł Bose Lenses.

- Nie wolno patrzeć przez okulary bezpośrednio na słońce.
- Produkt nie zapewnia ochrony przed źródłami sztucznego oświetlenia (np. w solariach).
- Produkt nie chroni oczu przed udarami mechanicznymi.
- Gdy produkt nie jest używany, powinien być przechowywany w dostarczonym razem z nim futerale.
- W celu uzyskania nowych szkieł okularowych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Frames

Klasa UV: odcięcie UV 400

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na lewym zauszniku okularów.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób, korzystając z witryny internetowej <http://global.Bose.com/register>.

Numery modeli

TYP SZKIEŁ	NUMER
Alto: Niebieski gradient	BMDL2
Alto: Lustrzany srebrny	BMDL4
Rondo: Niebieski gradient	BMDL1
Rondo: Lustrzany różowo-złoty	BMDL3



Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames i Bose Lenses są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Informacje dotyczące gwarancji





Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Bose. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji są dostępne w witrynie internetowej global.bose.com/warranty.






Typy i specyfikacje szkieł

TYP SZKIEŁ	TYP FILTRU	KATEGORIA FILTRU UE	KATEGORIA ZGODNIE Z NORMĄ AUSTRALIJSKĄ
Alto/Rondo: Niebieski gradient	Bez polaryzacji	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Dobra ochrona przed intensywnym światłem słonecznym
Alto: Lustrzany srebrny Rondo: Lustrzany różowo-złoty	Z polaryzacją	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Bardzo dobra ochrona przed intensywnym światłem słonecznym

Symbole i opisy

SYMBOL	OPIS
	Znak certyfikatu CE
	Obsługa klientów
	Data produkcji
	Dokumentacja
	Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu
	Materiały do pobrania

SYMBOL	OPIS
	Forum
	Dobra ochrona przed intensywny światłem słonecznym
	Bardzo dobra ochrona przed intensywny światłem słonecznym
	Chronić przed wilgocią
	Producent

SYMBOL	OPIS
	Telefon
	Należy skorzystać z instrukcji obsługi
	Dopuszczalny zakres temperatur
	Filmy wideo
	Ostrzeżenie/Przestroga

PORTUGUÊS

Indicações de uso

Os óculos de sol (sem grau) são dispositivos que consistem em armações ou cliques com lentes absorventes, reflexivas, tingidas, polarizadas ou fotossensíveis que devem ser usadas para proteger os olhos da luz solar intensa, mas não para fornecer correções de refração. Este dispositivo está disponível para venda no balcão.



Consulte as instruções de uso.

Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes.

Regulamento PPE (UE) 2016/425



Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, do Regulamento EU 2016/425 que trata de equipamento de proteção pessoal e com todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. A declaração de conformidade da Bose Corporation pode ser encontrada em: www.Bose.com/compliance

QTD: 1 EA



Fabricado para: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Não use se a embalagem estiver danificada.



Este produto está em conformidade com as normas ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 e EN ISO 12312-1.

- Óculos com lentes coloridas não são recomendados para dirigir à noite.
- NÃO APROPRIADOS PARA DIRIGIR AO ENTARDECER OU À NOITE.
- O produto foi projetado para bloquear mais de 99% da energia da luz UVA e UVB. Este produto está em conformidade com a norma ANSI Z80.3.
- Somente as lentes Bose Lenses devem ser usadas com os produtos Bose Frames.

- Não apropriados para a observação direta do sol.
- Não apropriados para proteção contra fontes de luz artificial, como solário.
- Não apropriados para uso para proteger os olhos contra perigos de impacto mecânico.
- Quando não estiver em uso, armazene o produto no estojo fornecido.
- Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose para solicitar lentes de reposição.
Visite: worldwide.Bose.com/Support/Frames

Classificação UV: Corte de UV 400

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na haste esquerda.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando <http://global.Bose.com/register>

Números de modelo

TIPO DE LENTE	NÚMERO
Alto: Degradê azul	BMDL2
Alto: Prata espelhada	BMDL4
Rondo: Degradê azul	BMDL1
Rondo: Ouro rosado espelhada	BMDL3



Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: “9” corresponde a 2009 ou 2019.

Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan – Número de telefone: +886-2-2514 7676

Importador no México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames e Bose Lenses são marcas comerciais da Bose Corporation.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.







Informações sobre garantia

Este produto é coberto por uma garantia limitada da Bose. Para obter detalhes da garantia, visite [global.bose.com/warranty](https://www.global.bose.com/warranty)




Tipos e classificações das lentes

TIPO DE LENTE	TIPO DE FILTRO	CATEGORIA DE FILTROS DA UE	CATEGORIA DE LENTE AUSTRALIANA
Alto/Rondo: Degradê azul	Não polarizada	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Boa proteção contra a claridade do sol
Alto: Prata espelhada Rondo: Ouro rosado espelhada	Polarizada	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Elevada proteção contra a claridade do sol

Símbolos e descrições

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Marca de certificação CE
	Suporte ao cliente
	Data de fabricação
	Documentação
	Não use se a embalagem estiver danificada
	Downloads

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Fórum
	Boa proteção contra a claridade do sol
	Elevada proteção contra a claridade do sol
	Mantenha seco
	Fabricante
	Telefone

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Consulte as instruções de uso
	Limite de temperatura
	Vídeos
	Cuidado/Advertência

SVENSKA

Anvisningar om användning

Solglasögon (receptfria) är enheter som består av glasögonbågar eller clip-ons med absorberande, reflekterande, tonade, polariserande eller fotosensibiliserade linser som bärs för att skydda ögonen från starkt solljus, men inte för att korrigera brytningsfel. Denna enhet säljs över disk.



Se instruktioner för användning.

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

PPE-förordning (EU) 2016/425



Denna produkt följer de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EU-förordningen 2016/425 gällande personlig skyddsutrustning och kraven i andra tillämpliga EU-förordningar. Bose Corporations försäkran om överensstämmelse finns på: www.Bose.com/compliance

Antal: 1 EA



Tillverkade för: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Använd inte om förpackningen är skadad.



Denna produkt följer ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 och EN ISO 12312-1.

- Att använda tonade glasögon vid bilkörning nattetid rekommenderas inte.
- INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING NÄR DET SKYMMAR ELLER NATTETID.
- Denna produkt är utformad för att blockera mer än 99 % UVA- och UVB-strålar. Denna produkt följer ANSI Z80.3.
- Endast Bose Lenses bör användas med Bose Frames-produkter.

- Inte lämpade för att titta direkt mot solen.
- Skyddar inte mot artificiella ljuskällor, t.ex. solarium.
- Inte till för att användas som skydd mot mekanisk påverkan.
- Förvara produkten i det medföljande fodralet när den inte används.
- Kontakta Boses kundtjänst för att beställa nya linser.
Besök: worldwide.bose.com/Support/Frames

UV-skydd: UV 400 cut

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnummer finns vid vänster tinning.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen <http://global.Bose.com/register>

Modellnummer

LINSTYP	NUMMER
Alto: Tonade, blå	BMDL2
Alto: Spegelglas, silver	BMDL4
Rondo: Tonade, blå	BMDL1
Rondo: Spegelglas, roséguld	BMDL3



Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "9" är 2009 eller 2019.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames och Bose Lenses är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639



©2019 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Garantiinformation

Produkten täcks av en begränsad garanti från Bose.

Garantiinformation finns på global.bose.com/warranty





Linstyper och skydd

LINSTYP	FILTERTYP	EU-FILTERKATEGORI	AUSTRALIENSISK LINSKATEGORI
Alto/Rondo: Tonade, blå	Icke-polariserande	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  Bra solskydd
Alto: Spegelglas, silver Rondo: Spegelglas, roséguld	Polariserande	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  Högt solskydd

Symboler och beskrivningar

SYMBOL	BESKRIVNING
	CE-certifiering
	Kundtjänst
	Tillverkningsdatum
	Dokumentation
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Nerladdningar

SYMBOL	BESKRIVNING
	Forum
	Bra solskydd
	Högt solskydd
	Håll torr
	Tillverkare
	Telefon

SYMBOL	BESKRIVNING
	Se instruktioner för användning
	Temperaturgräns
	Videoklipp
	Varning/Tänk på

한국어

용도

선글래스(비처방)는 시력 보정이 아닌 밝은 햇빛으로부터 눈을 보호하기 위한 목적으로 착용하며 광흡수, 광반사, 착색, 편광, 감광 렌즈를 포함한 안경테 또는 클립으로 구성된 장치입니다. 이 장치는 처방전 없이 구매할 수 있습니다.



사용 지침을 참조하십시오.

**모든 안전 및 사용 지침을 읽고
보관하십시오.**

PPE 규정(EU) 2016/425



이 제품은 개인용보호구에 관한 규정 EU 2016/425의 필수 요구사항과 기타 관련 조항을 비롯하여, 기타 적용 가능한 모든 EU 지침의 요구사항에 부합합니다.

Bose Corporation의 표준 부합 신고서는 여기에서 확인할 수 있습니다.

www.Bose.com/compliance

수량: 1개



제조 위탁사: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



포장이 손상된 경우 사용하지 마십시오.



이 제품은 ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 및 EN ISO 12312-1에 부합합니다.

- 착색된 아이웨어는 야간 운전을 할 때 착용하지 않는 것이 좋습니다.
- 해질 무렵이나 밤에 운전하는 데 적합하지 않습니다.
- 이 제품은 99% 이상의 UVA 및 UVB 광에너지를 차단하도록 설계되었습니다. 이 제품은 ANSI Z80.3을 준수합니다.
- Bose Frames 제품에는 Bose Lenses만 사용해야 합니다.

- 태양을 직접 관찰하기 위한 용도에 적합하지 않습니다.
- 인공광(예: 태닝)에 대한 보호 용도에 적합하지 않습니다.
- 기계적 충격 위험에 대한 눈 보호 용도에 적합하지 않습니다.
- 사용하지 않을 때는 제품을 제공된 휴대용 케이스에 보관하십시오.
- 교체용 렌즈에 대해서는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 다음에서 확인하십시오.
worldwide.Bose.com/Support/Frames

UV 정격: UV 400 차단

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 왼쪽 다리에 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.

지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다.

<http://global.Bose.com/register>에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

모델 번호

렌즈 유형	번호
Alto: 블루 그라디언트	BMDL2
Alto: 미러드 실버	BMDL4
Rondo: 블루 그라디언트	BMDL1
Rondo: 미러드 로즈 골드	BMDL3



제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 “9”는 2009년 또는 2019년입니다.

중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
전화 번호: +886-2-2514 7676

멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

Bose, Bose Frames 및 Bose Lenses는 Bose Corporation의 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.







보증 정보

이 제품은 Bose 제한 보증의 대상입니다. 보증에 관한 자세한 내용은 global.bose.com/warranty에서 확인하십시오.

렌즈 유형 및 등급

렌즈 유형	필터 유형	EU 필터 범주	호주 렌즈 범주
Alto/Rondo: 블루 그라디언트	비편광	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2  일광에 대한 양호한 보호
Alto: 미러드 실버 Rondo: 미러드 로즈 골드	편광	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3  일광에 대한 강한 보호

기호 및 설명

기호	설명
	CE 인증 표시
	고객 지원 센터
	제조일
	설명서
	포장이 손상된 경우 사용 금지
	다운로드

기호	설명
	포럼
	일광에 대한 양호한 보호
	일광에 대한 강한 보호
	습기 주의
	제조업체
	전화

기호	설명
	사용 지침 참조
	온도 한계
	동영상
	경고/주의

简体中文

使用说明

太阳镜（非处方）是吸收性、反射性、有色、偏光或光敏化镜片和眼镜架或夹组成的装置，主要用于保护眼睛免受明亮阳光的伤害，但不提供屈光矫正。此设备不是处方设备。



参考使用说明。

请阅读并保留所有安全和使用说明。

PPE 法规 (EU) 2016/425



本产品严格遵守 EU 2016/425 关于个人防护设备的规定和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。Bose Corporation 的符合声明载于：

www.Bose.com/compliance

数量：1 件



制造： Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



如包装破损请勿使用。



本产品符合 ANSI Z80.3、AS/NZS 1067.1 和 EN ISO 12312-1。

- 夜间驾驶时不建议佩戴墨镜。
 - 不适合在黎明或夜间驾驶时使用。
 - 该产品可以屏蔽 99% 以上的 UVA 和 UVB 紫外线。
- 本产品符合 ANSI Z80.3。
- Bose Frames 产品只能使用 Bose 镜片。

- 不用于直接观察太阳。
- 不用于保护眼睛免受人造光源带来的伤害，如阳光室内的人造光源。
- 不用于保护眼睛免受机械冲击危害。
- 不使用时，请将产品存放在自带的便携袋中。
- 联系 Bose 客户服务处获取替换镜片。请访问：worldwide.Bose.com/Support/Frames

UV 级别： UV 400 cut

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于左侧镜腿上。

序列号： _____

型号： _____

请将收据与用户指南存放在一处。

现在是您注册 Bose 产品的好机会。

访问 <http://global.Bose.com/register> 即可轻松完成注册。

型号

镜片类型	编号
Alto：蓝色渐变	BMDL2
Alto：镜像银	BMDL4
Rondo：蓝色渐变	BMDL1
Rondo：镜像玫瑰金	BMDL3



生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“9”表示2009年或2019年。

中国进口商：Bose 电子(上海)有限公司，中国(上海)自由贸易试验区，日樱北路353号，9号厂房C部

欧洲进口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商：Bose 台湾分公司，台湾104台北市民生东路三段10号，9F-A1
电话：+886-2-2514 7676

墨西哥进口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

Bose、Bose Frames 以及 Bose Lenses 是 Bose Corporation 的商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

质保信息

本产品由 Bose 提供有限质保。有关质保信息，请访问 global.Bose.com/warranty



镜片类型和额定值

镜片类型	滤光类型	欧盟滤光分类	澳大利亚镜片分类
Alto/Rondo: 蓝色渐变	非偏光	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT.2  良好的防眩光保护
Alto: 镜像银 Rondo: 镜像玫瑰金	偏光	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT.3  高等级防眩光保护

符号和说明

符号	说明
	CE 认证标记
	客户服务处
	生产日期
	文档
	如包装破损 请勿使用
	下载

符号	说明
	论坛
	良好的防眩光保护
	高等级防眩光保护
	保持干燥
	制造商
	电话

符号	说明
	参考使用说明
	温度范围
	视频
	警告/小心

繁體中文

使用說明

太陽鏡（非處方）是吸收性、反射性、有色、偏光或光敏化鏡片和眼鏡架或夾組成的裝置，主要用於保護眼睛免受明亮陽光的傷害，但不提供屈光矯正。此裝置不是處方裝置。



請參閱使用說明。

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

PPE 法規 (EU) 2016/425



本產品嚴格遵守 EU 2016/425 關於個人保護設備的規定和其他所有適用的歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。

Bose Corporation 的符合聲明載於：

www.Bose.com/compliance

數量：1 副



製造：Bose Corporation, 100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701



如包裝破損請勿使用。



本產品符合 ANSI Z80.3、AS/NZS 1067.1 和 EN ISO 12312-1。

- 夜間駕駛時不建議佩戴墨鏡。
 - 不適合在黎明或夜間駕駛時使用。
 - 該產品可以遮罩 99% 以上的 UVA 和 UVB 紫外線。
- 本產品符合 ANSI Z80.3。
- Bose Frames 產品只能使用 Bose 鏡片。

- 不用於直接觀察太陽。
- 不用於保護眼睛免受人造光源帶來的傷害，如陽光室內的人造光源。
- 不用於保護眼睛免受機械衝擊危害。
- 不使用時，請將產品存放在自帶的便攜袋中。
- 聯絡 Bose 客戶服務處獲取替換鏡片。請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/Frames

UV 級別：UV 400 cut

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於左側鏡腿上。

序號： _____

型號： _____

請將收據連同使用者指南存放在一起。

現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。

您可以到 <http://global.Bose.com/register> 輕鬆完成註冊。

型號

鏡片類型	編號
Alto：藍色漸變	BMDL2
Alto：鏡像銀	BMDL4
Rondo：藍色漸變	BMDL1
Rondo：鏡像玫瑰金	BMDL3



生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「9」表示 2009 年或 2019 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

Bose、Bose Frames 以及 Bose Lenses 是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

保固資訊

本產品由 Bose 提供有限保固。有關保固的詳細資料，請造訪 global.Bose.com/warranty





鏡片類型和額定值

鏡片類型	濾光類型	歐盟濾光分類	澳大利亞鏡片分類
Alto/Rondo: 藍色漸變	非偏光	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT.2  良好的防眩光保護
Alto : 鏡像銀 Rondo : 鏡像玫瑰金	偏光	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT.3  高等級防眩光保護

符號和說明

符號	描述
	CE 認證標記
	客戶服務處
	生產日期
	文檔
	如包裝破損 請勿使用
	下載

符號	描述
	論壇
	良好的防眩光保護
	高等級防眩光保護
	保持乾燥
	製造商
	電話

符號	描述
	請參閱使用說明
	溫度範圍
	影片
	警告/小心

日本語

使用上の注意

サングラス（度なし）は、遮光、反射、色付き、偏光または感光性レンズを持った眼鏡フレームやレンズからなる装身具で、遮光性はあるものの、視力の補正は行いません。この装身具は店頭で販売しています。



使用方法を参照してください。

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

PPE Regulation (EU) 2016/425



この製品は、個人用保護具に関するEU指令2016/425および該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠しています。Bose Corporationの適合宣言書については、次のサイトをご覧ください。

www.Bose.com/compliance

数量:1EA



最終メーカー : Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



パッケージが破損している場合は使用しないでください。



この製品は、ANSI Z80.3、AS/NZS 1067.1、および EN ISO 12312-1に準拠しています。

- 着色されたアイウェアを夜間の運転時に着用することはお勧めできません。
- 夕暮れや夜間の運転には適していません。
- この製品は、紫外線A波(UVA)およびB波(UVB)の光エネルギーの99%以上をブロックするように設計されています。この製品はANSI Z80.3に準拠しています。
- Bose Frames製品には、Bose Lensesのみを使用してください。

- 太陽を直接観察するためには使用できません。
- 日焼けサロンなどの人工光源から保護するためには使用できません。
- 機械的衝撃による危険から目を保護するためには使用できません。
- 製品を使用しないときは、付属のキャリーケースに保管してください。
- 交換レンズの入手方法はBoseカスタマーサービスまでお問い合わせください。次のサイトをご参照ください。worldwide.bose.com/Support/Frames

UV保護等級: UV 400カット

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は左フレームに記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

モデル番号

レンズの種類	番号
アルト:ブルーグラデーション	BMDL2
アルト:ミラーシルバー	BMDL4
ロンド:ブルーグラデーション	BMDL1
ロンド:ミラーローズゴールド	BMDL3



製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「9」は2009年または2019年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

Bose、Bose Frames、およびBose Lensesは、Bose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複製、変更、配布、その他の使用は許可されません。






保証について




製品保証の詳細は、弊社Webサイトをご覧ください。

レンズの種類とレーティング

レンズの種類	フィルターの種類	EUにおける フィルターの分類:	オーストラリアに おけるレンズの分類:
アルト/ロンド: ブルーグラ デーション	偏光なし	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT.2  遮光性十分
アルト: ミラーシルバー ロンド: ミラーローズゴールド	偏光	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT.3  遮光性優良

マークと説明

マーク	説明
	CEマーク
	お問い合わせ先
	製造日
	文書
	パッケージが破損している場合は使用しないでください。

マーク	説明
	ダウンロード
	フォーラム
	遮光性十分
	遮光性優良
	乾燥させておいてください
	メーカー

マーク	説明
	電話
	使用方法を参照してください
	使用温度制限
	ビデオ
	警告/注意

العربية

تعليمات الاستخدام

تُعد النظارات الشمسية (دون وصفة طبية) أجهزة تتكون من إطارات نظارات أو ماسكات مزودة بعدسات ماصة أو عاكسة أو مُعتمة أو استقطابية أو حساسة للضوء، يتم ارتداؤها بواسطة أحد الأشخاص لحماية العينين من ضوء الشمس الساطع وليس لتقديم التصحيحات الانكسارية. هذا الجهاز متاح للبيع دون وصفة طبية.

ارجع إلى تعليمات الاستخدام.



يُرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

نظام معدات الحماية الشخصية 2016/425 (EU) (PPE)



يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي 2016/425 (EU) بشأن معدات الوقاية الشخصية وجميع متطلبات التوجيهات الأخرى المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الخاص بمؤسسة Bose في الموقع التالي:
www.Bose.com/compliance

الكمية: 1 بكل عبوة

صنع من أجل: حقوق الطبع والنشر © لعام محفوظة لشركة
Bose Corporation، الكائنة في، 100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701



لا تستخدم المنتج في حال تلف العبوة.



- ليست مصممة للنظر إلى الشمس مباشرةً.
- ليست مصممة للحماية من مصادر الضوء الصناعية، مثل solaria.
- ليست مصممة للاستخدام كحماية للعين من مخاطر الارتطام الميكانيكي.
- في حال عدم الاستخدام، قم بحفظ المنتج في حقيبة الحمل المتوفرة.
- اتصل بخدمة عملاء Bose لاستبدال العدسات. تفضل زيارة: worldwide.Bose.com/Support/Frames

تصنيف الأشعة فوق البنفسجية: قطع الأشعة فوق البنفسجية 400



يمتثل هذا المنتج للمعايير ANSI Z80.3 وAS/NZS 1067.1 وEN ISO 12312-1.

- لا يُنصح بارتداء نظارة مُعتمة أثناء القيادة الليلية.
- لا تصلح للقيادة أثناء الشفق أو في الليل.
- تم تصميم هذا المنتج لحجب أكثر من 99% من الطاقة الضوئية UVA وUVB. يمتثل هذا المنتج لـ ANSI Z80.3.
- لا يجب استخدام Bose Lenses إلا مع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Bose Frames فقط.

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل على ذراع النظارة الأيسر.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

يرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. ويمكنك القيام بذلك بسهولة بالانتقال

إلى موقع <http://global.Bose.com/register>

أرقام الموديل

الرقم	نوع العدسة
BMDL2	Alto: زرقاء متدرجة
BMDL4	Alto: فضية عاكسة
BMDL1	Rondo: زرقاء متدرجة
BMDL3	Rondo: ذهبية وردية عاكسة



تاريخ الصنع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ حيث يشير الرقم «9» إلى 2009 أو 2019.

المستورد في الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited، Part C، Plant 9، No. 353 North Ruying Road، China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

المستورد في الاتحاد الأوروبي: Bose Products B.V.، Gorslaan 60، 1441 RG Purmerend، The Netherlands

المستورد في تايوان: Bose Taiwan Branch، 9F-A1، No.10، Section 3، Minsheng East Road، Taipei City 104، Taiwan
الهاتف: +886-2-2514 7676

المستورد في المكسيك: Bose de México، S. de R.L. de C.V.، Paseo de las Palmas 405-204، Lomas de Chapultepec، 11000 México، D.F.
رقم الهاتف: +5255 (5202) 3545

إن Bose و Bose Frames و Bose Lenses هي علامات تجارية لشركة Bose Corporation.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

شركة Bose © 2019. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون إذن كتابي مسبق.

معلومات الضمان

يتمتع هذا المنتج بضمان محدود من Bose. لمعرفة تفاصيل الضمان، تفضل بزيارة global.Bose.com/warranty

أنواع العدسة وتصنيفاتها

نوع العدسة	نوع التصفية	فئة تصفية الاتحاد الأوروبي	فئة العدسة الأسترالية
Alto/Rondo: زرقاء متدرجة	غير مستقطبة	ISO12312-1 CAT.2	1067.1 CAT. 2 حماية جيدة من وهج الشمس 
Alto: فضية عاكسة Rondo: ذهبية وردية عاكسة	مستقطبة	ISO12312-1 CAT.3	1067.1 CAT. 3 حماية عالية من وهج الشمس 

الرموز والمواصفات

الوصف	الرمز
الرجوع إلى معلومات الاستخدام	
حد درجة الحرارة	
مقاطع الفيديو	
تحذير/تنبيه	

الوصف	الرمز
المنتدى	٨٥٥
حماية جيدة من وهج الشمس	
حماية عالية من وهج الشمس	
الحفاظ على الجفاف	
جهة الصنع	
هاتف	

الوصف	الرمز
علامة تصديق CE	CE
دعم العملاء	
تاريخ الصنع	
التوثيق	
لا تستخدم في حال تلف العلبة	
التنزيلات	



worldwide.Bose.com/Support/Frames



global.Bose.com/warranty



845628-0010